

O S E W O R K

介護保険対応
福祉用具レンタルカタログ

VOL.11



岡田くにやす 金沢水彩百景「鼓門」

レンタルシステムについて

1 まずはお気軽にご相談ください。

ベッドをはじめ、マットレスや車いすなど、介護に必要な用具がすべてそろっています。おせわ〜く北陸にお気軽にご連絡ください。はじめての介護でわからない点がある場合も経験豊かなスタッフがアドバイスいたします。



2 お申し込みからお打合せ。

ご利用商品が決まり、お申し込みいただきますと、お届け日時などのお打合せをさせていただきます。



3 ご利用商品をお届け・設置。

ご自宅にお届けしたご利用商品は、すぐにご利用になれるように組み立て・設置いたします。使用中にわからない点が出てきた時、また、介護サービスや地域サービスなど、なんでもお気軽にお尋ねください。



4 ご解約・レンタル終了後のお引き取り。

お申し込みからお届け、お引き取りまで、スムーズに行います。



5 メンテナンス・洗浄・消毒・保管。

使用済みの用具は点検、メンテナンス、消毒を徹底的に行い、専用の保管庫で保管するので安心です。



初めての方も安心です。



おせわ〜く北陸では福祉用具の機能や使い方をていねいにご納得いただけるまで説明します。ご自宅への配送は専門スタッフがいき、ご指定の場所に組み立て・設置。すぐにお使いいただけます。ご利用がお済みになりましたら、速やかにお引き取りに伺います。はじめての方でも、とまどうことなく安心してご利用いただけます。



レンタル料金は？

レンタルは1ヵ月単位のご利用となりますが、開始月と終了月については契約日・解約日によりレンタル料金が異なります。(契約日と解約日が同月内の場合は1ヵ月分のレンタル料金となります。詳しくはお問い合わせください。)



レンタル終了後の用具の引き取りは？

レンタル契約が終了しますと、レンタル用具を引き取ります。その際、日時、条件など前もって打ち合わせのうえ伺います。



ご使用中のご相談はお気軽に。

用具の使用方法、機能の説明はもちろん、福祉用具に関するご質問や疑問点などがございましたら、お気軽におたずねください。

☎ 076-274-2940

月曜～金曜 / 8:30～17:30

特殊寝台1～3ページ

特殊寝台付属品4～6ページ

床ずれ防止用具
体位変換器7～9ページ

車イス10～14ページ

車イス付属品15～17ページ

移動用リフト17～20ページ

スロープ21～22ページ

手すり23～28ページ

歩行器29～34ページ

歩行補助杖
徘徊感知器35ページ

介護保険対象外36ページ

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ防止用具
体位変換器

車イス

車イス
付属品

移動用リフト

スロープ

手すり

歩行器

歩行補助杖
徘徊感知器

介護保険
対象外

特殊寝台

全長サイズ 業界最小ベッド

リラフネクストSE

【メーカー】ランダルコーポレーション

コンパクトな介護ベッド。
設置スペースが狭くても大丈夫。

新商品



床からボトムまでの高さ
低床 20～60cm

万一の転落でも低床20cmなら怪我のリスクを低減します。



選べる手元スイッチ

手元スイッチを選ぶことができます。

- 液晶あり…背角度・高さの表示、目の不自由な方や音声でのベッド操作が必要な方はおすすめです。
- 液晶なし…介護ベッドの操作に慣れている方、簡単な機能のみをご希望の方におすすめします。




回転式収納フォルダ

サイドレールを使用しない際は、ホルダーをボトム面より奥に収納できるため、ベッドサイド部分に凹凸が無くなりベッドからの乗り降りが安全にできます。また、凹凸がないことで介助もスムーズに。

ポイント

ベッド全長が、標準サイズで201.1cm、ショートサイズは更に短くなり190.1cmと当社取扱ベッドの中でも最小サイズを実現しました。今まで設置スペースがギリギリでベッドが入るか心配などのお悩みを解決します。



サイズ(2,3モーション共通):
幅91cm/長さ190.1cm/全高58～98cm

XB四輪ダブルロック キャスター



【メーカー】ランダルコーポレーション

商品番号	TAISコード
車輪直径: 10cm CA-0922	00496-000400
車輪直径: 7.5cm CA-0923	00496-000401

薄型ボード(液晶あり)

商品番号	ベッド長	マット幅	TAISコード
2モーション CXBS-209U	標準	91cm	00496-000437
CXBS-209SU	ショート	91cm	00496-000439
3モーション CXBS-309U	標準	91cm	00496-000441
CXBS-309SU	ショート	91cm	00496-000443

薄型ボード(液晶なし)

商品番号	ベッド長	マット幅	TAISコード
2モーション CXBS-209TU	標準	91cm	00496-000448
CXBS-209TSU	ショート	91cm	00496-000450
3モーション CXBS-309TU	標準	91cm	00496-000452
CXBS-309TSU	ショート	91cm	00496-000454

あなたの暮らしに溶け込むNewフォルム

リラフネクスト

【メーカー】ランダルコーポレーション



液晶手元スイッチ

見やすい液晶モニターを採用。クリック感のある操作ボタンや音声ガイド付き。



マット幅 91cm



床からボトムまでの高さ
低床 20～60cm


万一の転落でも低床20cmなら怪我のリスクを低減します。

オールインサイドフレーム
立ち上がりの際にベッドサイドで足引きがやすく、さらに介助者が深く足を踏み込みやすくなっています。



ストレッチラインモーション

従来の腰部分を後ろに引く構造に加え、背が上がっていくと同時に背ボトムが上へ伸びる機構を採用。背部への圧や腹部への圧が大幅に軽減されました。




eタッチホルダー

片側4か所ベッド用の柵を差し込めるホルダーが収納されており、片手で軽く押すと自動で開閉できます。従来の収納式ホルダーより開閉しやすい仕様です。



垂直昇降

ベッドの床高が高い位置でも縦揺れ、横揺れが少ないフレーム構造を採用しました。この新構造によりベッドが一番高い状態で介護をしても揺れが少ない安心設計です。



サイズ(2,3モーション共通):
幅91cm/長さ214.5cm/
全高58～98cm

商品番号	ベッド長	マット幅	TAISコード
2モーション CXB-2209	標準	91cm	00496-000396
3モーション CXB-2309	標準	91cm	00496-000395

XB四輪ダブルロック キャスター



【メーカー】ランダルコーポレーション

商品番号	TAISコード
車輪直径: 10cm CA-0922	00496-000400
車輪直径: 7.5cm CA-0923	00496-000401

従来より軽量化を図り、より使いやすく安心の設計

リバティーネオベッド




数量
限定



[メーカー]【ランダルコーポレーション】

	商品番号	ベッド長	マット幅	TAISコード
2モーター	CLBN-2209	標準	91cm	00496-000308
3モーター	CLBN-2309	標準	91cm	00496-000309



サイズ (2,3モーター共通):
幅91.6cm(ホルダー使用時99.6cm)/
長さ206.8cm/
全高64.2~101.2cm

軽量かつ重量バランスに注力した床固定背上1モーターベッド


ファーストワンベッド



[メーカー]【ランダルコーポレーション】

商品番号	ベッド長	マット幅
CFB-1109	標準	91cm

TAISコード 00496-000320



サイズ: 幅99.9cm/長さ208.7cm/全高65.4cm




特殊寝台付属品

サイドレールN

[メーカー]【ランダルコーポレーション】

新商品




商品番号	TAISコード
CAS-8179	00496-000444

ポイント
コーナーキャップを設置し腕や首などの挟み込みに対する安全性を向上させました。

さしこみサイドレール

[メーカー]【ランダルコーポレーション】



商品番号	TAISコード
CAS-178W	00496-000285
カバー付き CAS-178WC	00496-000292

サイドレールS(1本)


[メーカー]【ランダルコーポレーション】



商品番号	TAISコード
CAS-143W	00496-000282

サイドレールA(2本1組)


[メーカー]【ランダルコーポレーション】



商品番号	TAISコード
CAS-198W	00496-000324

サイドレール800


[メーカー]【ランダルコーポレーション】



商品番号	TAISコード
CAS-800W	00496-000283

サイドレール680


[メーカー]【ランダルコーポレーション】



商品番号	TAISコード
CAS-680W	00496-000284

さしこみサイドレールハイタイプ (2本1組)


[メーカー]【ランダルコーポレーション】



商品番号	TAISコード
CAS-478W	00496-000279

サイドレールロング(1本)

[メーカー]【ランダルコーポレーション】



商品番号	TAISコード
CAS-1180	00496-000138

特殊寝台付属品(マットレス)

XBベッドグリップ

【メーカー】【ランダルコーポレーション】

新商品



ポイント

アームロックは45度刻み、ダブルロック機構、片手でロック操作可能、ベッドへの固定は固定レバーを回せば簡単にロックが可能。

商品番号	TAISコード
CAC-180	00496-000406

スタンダードリバーシブルマットレス

【メーカー】【ランダルコーポレーション】

寝心地が選べるリバーシブルマットレス
ほどよい硬さのハード面と
気持ち良い寝心地のソフト面。



ポイント

両面使えるリバーシブル仕様。
ベッドのボトムモーションに合わせてやすい
7.5cm厚ながら、3層構造で底付き感を感じ
させません。無膜ウレタンフォームで通気性
に優れています。

幅	厚さ	長さ	商品番号	TAISコード
91	7.5	191	CSM-3918SR	00496-000394

うごけばーあ5(フラット)

【メーカー】【ランダルコーポレーション】



商品番号	TAISコード
CAC-080	00496-000286
カバー付き CAC-080WC	00496-000311

サイドガード

【メーカー】【ランダルコーポレーション】



商品番号	TAISコード
CAS-578W	00496-000281

ライフ

【メーカー】【モルテン】



足元側のダイヤルで
簡単にかたさ調整ができます。

撥水・防水カバータイプ

幅	厚さ	長さ	商品番号	TAISコード
91	10	191	CMLF91DBL	00054-000161

ポイント

自立支援と親しみのある寝心地を提供する「かたさ調整式」ベースマットレス。

テルサ(防水・清拭消毒タイプ)

【メーカー】【モルテン】



ポイント

マットレス内部は3つの
インナーマットから構成
されており「やわらか面」と「しっかり面」を部分的
に組み合わせ異なる質
感を選ぶことができます。

幅	厚さ	長さ	商品番号	TAISコード
91	12	191	CMTLS1291	00054-000204

ベッドサイドテーブル(シリンダー式)

【メーカー】【ランダルコーポレーション】



ポイント

- ◎シリンダー式レバーで簡単高さ調整
- ◎40cm×90cmで広々使える天板
- ◎木目調のオシャレなデザイン
- ◎最大積載量30kg

差し込み口側ベースフレーム高
2.5cmを実現

14.3kg

商品番号	TAISコード
CA-3630	00496-000295

立ちあがりくん

【メーカー】【ランダルコーポレーション】



商品番号	TAISコード	重量
CA-4700	00496-000291	17.6kg

スタンダードRマットレス

【メーカー】【ランダルコーポレーション】



※マット表面フラット、やや柔らかめのタイプ

幅	厚さ	長さ	商品番号	TAISコード
91	8	191	CSM-3918R	00496-000339

スタンダードEマットレス

【メーカー】【ランダルコーポレーション】



※マット表面フラット、やや硬めのタイプ

幅	厚さ	長さ	商品番号	TAISコード
91	8	191	CSM-3918	00496-000313
100	8	191	CSM-3018	00496-000316

スーパーユニファーマットレス

【メーカー】【ランダルコーポレーション】

※通気性に優れているスタンダードモデル



幅	厚さ	長さ	商品番号	TAISコード
91	8	191	CRM-3918G	00496-000274
*91	8	180	CRM-3988G	00496-000275
*100	8	191	CRM-3018G	00496-000289

※対象商品は、数量限定となります。

ソフトユニファーマットレス

【メーカー】【ランダルコーポレーション】

※端部が硬くなっているので端座位が安定します



幅	厚さ	長さ	商品番号	TAISコード
91	8	191	CAM-3918V	00496-000277
91	8	180	CAM-3988V	00496-000276
100	8	191	CAM-3018V	00496-000290

床ずれ防止用具

エアマットレス・静止型マットレス セレクトガイド

タイプ	静止型マットレス						エアマットレス					
	品名	アルファプラFII	アルファプラL	アルファプラF	キュオラ	アプラスフィット	ドクターケア	スコープライト	ラグーナ	オスカー	ネクサスR	ネクサスアイビー
商品写真												
生活自立 寝たきり	ランクJ	ランクA	ランクB									
寝たきり 寝返り	寝返り可	寝返り可	寝返り可	寝返り可	寝返り可	寝返り可	寝返り可	寝返り可	寝返り可	寝返り可	寝返り可	寝返り可
	寝返り不可	寝返り不可	寝返り不可	寝返り不可	寝返り不可	寝返り不可	寝返り不可	寝返り不可	寝返り不可	寝返り不可	寝返り不可	寝返り不可

アルファプラFII 体圧分散性能・快適性・安定性を保ちつつ、ご自身による寝返りをサポート。

【メーカー】【タイカ】

幅	商品番号	TAISコード	外寸
91cm	CMB-FIIV1R	00563-000129	W91×L195×H13
100cm	CMB-FIIVOR	00563-000132	W100×L195×H13
91cmショート	CMB-FIIV1S	00563-000130	W91×L181×H13

ポイント

硬さや弾力の異なる素材を組み合わせた特殊構造により、寝返り時に必要な下肢の回転が従来品よりしやすくなっています。



アルファプラL

【メーカー】【タイカ】

ポイント

体圧分散と動きやすさの絶妙なバランス。床ずれが心配になり始めた方におすすめです。

幅	商品番号	TAISコード	外寸
91cm	CMB-LA1R	00563-000093	W91×L195×H10
91cm	CMB-LW1R	00563-000103	W91×L195×H10



アルファプラF

【メーカー】【タイカ】

数量
限定

従来難しいとされていた体重の軽い方から重い方まで対応できる、オールマイティーなマットレスです。撥水・防水カバータイプ。

幅	商品番号	TAISコード	外寸
91cm	CMB-FW1R	00563-000059	W91×L195×H13
100cm	CMB-FW0R	00563-000061	W100×L195×H13
91cmショート	CMB-FW1S	00563-000058	W91×L181×H13



キュオラ

【メーカー】【ケープ】

ポイント

抜群の通気性、動きやすい安定性、優れた体圧分散性。療養者のQOLを高めるウレタンフォームマットレス「キュオラ」。通気タイプカバー。

幅	商品番号	TAISコード	外寸
90cm	CCR-591	00206-000077	W91×L191×H10




アプラスフィット

【メーカー】
【ランダルコーポレーション】

ポイント

3層プロファイル構造 静止型床ずれ防止マットレス

幅	商品番号	TAISコード	外寸
91cm	CAM-4001	00496-000329	W91×L191×H13
100cm	CAM-4003	00496-000331	W100×L191×H13
91cm	CAM-4001T	00496-000335	W91×L191×H13



ドクターケア

【メーカー】【グローバル産業】

ポイント

床ずれを防止する正反発

※在庫状況により、ボディドクターケアマットレスになる場合があります。

数量
限定



防水タイプ

幅	商品番号	TAISコード	外寸
83cm	CDCMW-830R	01149-000043	W83×L195×H7.5
91cm	CDCMW-910R	01149-000043	W91×L195×H7.5
通気タイプ(特殊寝台付属品)			
幅	商品番号	TAISコード	外寸
83cm	CDCMA-830R	01149-000042	W83×L195×H7.5
91cm	CDCMA-910R	01149-000042	W91×L195×H7.5
83cmショート	CDCMA-830S	01149-000042	W83×L183×H7.5
91cmショート	CDCMA-910S	01149-000042	W91×L183×H7.5

スコープ ライト

【メーカー】【モルテン】

利用者への最高のケアと介護者の負担軽減を目的に開発した「全自動運転」の床ずれ防止・エアマットレス(体位変換機能付き)。

新商品



リモコン



ポイント

利用者の身体状態や環境を判定して全自動運転で圧対策機能を切り替える高機能エアマットレス。全自動運転の内容:①静止-体圧調整②除圧-圧切替③除圧-体位変換④ベッド背上げ時の底着き・背抜き圧対策、⑤寝床内のむれ対策を全自動で切り替えます。

幅	重量	商品番号	TAISコード	外寸
91cm	11kg	CMSCPL91	00054-000652	W91×L193×H17

ラグーナ

【メーカー】【ケープ】



ポイント

15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す「スモールチェンジ機能」搭載

幅	重量	商品番号	TAISコード	外寸
90cm	8.6kg	CCR-703	00206-000103	W90×L192×H13.5

オスカー(ハイブリッドタイプ)

【メーカー】【モルテン】



ポイント

体圧分散と除圧性能を向上した高機能体位変換機能付エアマットレス。



人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高機能エアマットレス

幅	重量	商品番号	TAISコード	外寸
91cm	13.5kg	CMOSC91	00054-000137	W91×L193×H17

ネクサスR

【メーカー】【ケープ】



ポイント

・予防目的から重度の方まで、幅広い状態の方々に対応。
・マットレスに内蔵したセンサーがヘッドアップ角度を検知し、角度に応じてマットレス内圧と動きを最適な状態に自動調整します。

幅	重量	商品番号	TAISコード	外寸
90cm	9.1kg	CCR-663	00206-000083	W90×L191×H12

ネクサス アイビー

【メーカー】【ケープ】



ポイント

ポイント:床ずれ防止の新技术「マイクロクライメイト対応システム」を搭載

幅	重量	商品番号	TAISコード	外寸
100cm	8.6kg	CCR-781	00206-000165	W100×L192×H12

体位変換器

ゼロリ


【メーカー】【モルテン】
材質：クッションビーズ



重量	商品番号	TAISコード	外寸
Aタイプ 2.4kg	CMTYA	00054-000112	W68×L32×H10
Bタイプ 3.1kg	CMTYB	00054-000113	W141×L23×H8

ナーセントパッド(2点セット・3点セット)

【メーカー】【アイ・ソネックス】
材質：高密度特殊ウレタン



重量	商品番号	TAISコード	外寸
2点セット 0.45kg	CA-3242	00149-000045	W40×L20×H10
3点セット(大) 0.85kg	CA-3243	00149-000012	W40×L40×H10
(小) 0.45kg	CA-3243	00149-000012	W40×L20×H10

イーグライド S・M・L

【メーカー】【パラマウント】



商品番号	TAISコード	外寸
(S) CAD-226S	00170-000569	W25×L60
(M) CAD-226M	00170-000570	W33×L60
(L) CAD-226L	00170-000571	W33×L70

テイコブ移乗用介助ベルト

【メーカー】【幸和製作所】

・移乗介助時の負担を軽減
・小柄な方から大柄な方まで対応
・用途に合わせた縦横の取っ手のループサイズ
ポイント
・ドット状のゴムで通気性◎
・管理がしやすいクリアポケット
・便利な吊り下げ用ストラップ付き



商品番号	TAISコード	適応胸囲サイズ
CAB31-GR	00030-000142	約60~130

フレキシベルト

【メーカー】【パラマウント】

数量限定



商品番号	TAISコード	適応胸囲サイズ
(S) CAD-227S	00170-000572	55~75
(M) CAD-227M	00170-000573	75~100

フレキシムーブ

【メーカー】【パラマウント】

数量限定



商品番号	TAISコード	外寸
CAD-229	00170-000510	サイズ50×20

車イス

利用者状態別 選定ポイント



車いすの機能表示

アームサポートはね上げ

アームサポートがはね上がり、ベットなどへの移乗が楽

座シート調整

マジックベルトで座シートの張りを調整できます。

アームサポート高さ調整

アームサポートの高さが調節可能です。

ティルト

姿勢を維持したまま、全体の角度を変え座圧を分散できます。

足スイングアウト

レッグサポートをスイングアウトさせることができます。

リクライニング

背もたれの角度が調整できます。

背シート調整

背中の形に合わせてマジックベルトで背シートの張りを調整できます。

ティルト&リクライニング

リクライニングと連動して、骨ばり部分のみティルトして前ズレを防止します。

カルティマ

【メーカー】【ミキ】

「軽くてコンパクト」にプラスαの新機能「ワンハンドブレーキ」。軽量ハイポリマータイヤ標準装備のワンランク上の車イス。



	重量	商品番号	TAISコード
自走型CRT-5	9.9kg	CCRT-5	00122-000568
介助型CRT-6	9.1kg	CCRT-6	00122-000570
自走型CRT-7	11.2kg	CCRT-7	00122-000572
自走型CRT-7Lo	11.2kg	CCRT-7Lo	00122-000573
介助型CRT-8	10.5kg	CCRT-8	00122-000574
介助型CRT-8Lo	10.5kg	CCRT-8Lo	00122-000575

シート色: グリーン

ふわりすプラス

【メーカー】【カワムラサイクル】

多機能モデル最軽量。

[自走型] KFP22-40SB

アームサポートはね上げ アームサポート高さ調整
足スイングアウト 背シート調整
座シート調整 ティルト
リクライニング ティルト&リクライニング



重量	商品番号	TAISコード
10.9kg	CKFP22-40SB	00160-000249

[介助型] KFP16-40SB

アームサポートはね上げ アームサポート高さ調整
足スイングアウト 背シート調整
座シート調整 ティルト
リクライニング ティルト&リクライニング



重量	商品番号	TAISコード
9.9kg	CKFP16-40SB	00160-000248

※本カタログ掲載商品の中での比較です。

寸法の単位はcmです。 10

モダンシリーズA・B・C

【メーカー】【カワムラサイクル】



B-style

(スイングイン・アウト脚部) 自走・介助

多機能タイプ

- アームサポートはね上げ
- アームサポート高さ調整
- 足スイングアウト
- 背シート調整
- 座シート調整
- ティルト
- リクライニング
- ティルト&リクライニング

A-style 自走・介助

標準タイプ



C-style

(スイングイン・アウト脚部) 自走・介助

多機能タイプ プラス

- アームサポートはね上げ
- アームサポート高さ調整
- 足スイングアウト
- 背シート調整
- 座シート調整
- ティルト
- リクライニング
- ティルト&リクライニング



肘高さ調節式

肘掛の段階的な調節ができ、快適な姿勢を維持できます。



パチート調整機能

回すだけの簡単高さ調整。工具を使わずにフットプレートの位置が調整できます。(0.5cmピッチ×10段階)



伸縮式駐車用ブレーキ

軽い力で操作ラクラク。引っ張るだけで伸びる。押すだけで縮む。小さな力でもしっかり停まります。(10cm延長)



エレベーターリング

脚部角度の調整ができます。



※クッション厚 3cm

※シート幅によって色が違います。

- ◎38cm…ライトブルー
- ◎40cm…チャコールグレー
- ◎42cm…若葉色/◎45cm…黒

品番の見方

①スタイル ③シート幅 ⑤座面高さ
CKMD-B22-40-EL-M
 ②後輪サイズ ④脚部仕様

①スタイル

A・B・C-style

②後輪サイズ

22・20・16インチ
 ※車種によって異なります。

③シート幅

38・40・42・45cm
 ※A-styleは40・42cmのみ

④脚部仕様

記載なし…スイングイン・アウト脚部
 EL…エレベーターリング脚部
 ※A-styleは固定式脚部

⑤座面高さ

36・38・40・43・45・47 cm
 [SSL] [SL] [LO] [M] [H] [SH]

低床	中床	高床
----	----	----

 ※A-styleは43・45・47cmのみ

品名	商品番号	重量	TAISコード	寸法
モダンシリーズ A-style 自走 (後輪22インチ)	CKMD-A22-40(42)-M(H・SH)	13.8kg	00160-000286	
モダンシリーズ A-style 介助 (後輪16インチ)	CKMD-A16-40(42)-M(H・SH)	13kg	00160-000287	
モダンシリーズ B-style 自走 (後輪22・20インチ)	スイングイン・アウト脚部 CKMD-B22-40(38・42・45)-M(H・SH) CKMD-B20-40(38・42・45)-LO(SL・SSL)	15.6kg	00160-000288	
モダンシリーズ B-style 介助 (後輪16インチ)	エレベーターリング脚部 CKMD-B22-40(38・42・45)-EL-M(H・SH) CKMD-B20-40(38・42・45)-EL-LO(SL・SSL)	17.9kg	00160-000289	
モダンシリーズ B-style 介助 (後輪16インチ)	スイングイン・アウト脚部 CKMD-B16-40(38・42・45)-M(SSL・SL・LO・H・SH)	14.4kg	00160-000290	
モダンシリーズ B-style 介助 (後輪16インチ)	エレベーターリング脚部 CKMD-B16-40(38・42・45)-EL-M(SSL・SL・LO・H・SH)	16.7kg	00160-000291	
モダンシリーズ C-style 自走 (後輪22・20インチ)	スイングイン・アウト脚部 CKMD-C22-40(38・42・45)-M(H・SH) CKMD-C20-40(38・42・45)-LO(SL・SSL)	16.5kg	00160-000292	
モダンシリーズ C-style 介助 (後輪16インチ)	エレベーターリング脚部 CKMD-C22-40(38・42・45)-EL-M(H・SH) CKMD-C20-40(38・42・45)-EL-LO(SL・SSL)	18.8kg	00160-000293	
モダンシリーズ C-style 介助 (後輪16インチ)	スイングイン・アウト脚部 CKMD-C16-40(38・42・45)-M(SSL・SL・LO・H・SH)	15.3kg	00160-000294	
モダンシリーズ C-style 介助 (後輪16インチ)	エレベーターリング脚部 CKMD-C16-40(38・42・45)-EL-M(SSL・SL・LO・H・SH)	17.6kg	00160-000295	

CRT-3LoB

【メーカー】【ミキ】

新商品



立ちあがると自動でブレーキシステムが作動。
“ブレーキのかけ忘れ”による転倒を未然に防ぐ！

ポイント

立ちあがると車いす後方移動を制御する装置が働く「ノンバックブレーキ」システム搭載の車いすです。移乗に便利なウイング・スイングアウトタイプ。

重量	商品番号	TAISコード
13.4kg	CCRT-3LoB	00122-000612

マイチルト・ミニ3D

【メーカー】【松永製作所】



- アームサポート高さ調整
- 背シート調整
- ティルト
- ティルト&リクライニング
- アームサポートはね上げ
- 足スイング・アウト
- 座シート調整
- リクライニング

リクライニング角度
90°~110°
ティルト角度
0°~25°

重量	商品番号	TAISコード
24.7kg	CMH-SR-SE	00066-000350

ぴったりフィットくるーん

【メーカー】【カワムラサイクル】



- アームサポート高さ調整
- 背シート調整
- ティルト
- ティルト&リクライニング
- アームサポートはね上げ
- 足スイング・アウト
- 座シート調整
- リクライニング

ティルト・
リクライニング角度
90°~120°

重量	商品番号	TAISコード
21.5kg	CKPFK-12	00160-000250

アニマート

【メーカー】【ランダルコーポレーション】

■楽な体勢で足が乗る

フットプレートの位置が従来の標準型車いすとは違うので、膝が伸びにくい方も無理に足をのばすことなく乗せられます。

■脚駆動も楽々

前座面高が2cm間隔の3段階調節。フットプレートを跳ね上げると足元がすっきり。



■急に立ち上がっても転倒しない

うっかりフットプレートに立ってしまっても車いす本体が倒れない安定設計。

■誰でもフィット — 円背の方にも

「骨盤サポートシート」と「上下に動く背クッション」および「前後に動く座面」で円背の方にも簡単に調節可能。

重量	商品番号	TAISコード
14.4kg	CA-4331A	00496-000332

フルリクライニングⅠ型

【メーカー】【松永製作所】



- アームサポート高さ調整
- 背シート調整
- ティルト
- ティルト&リクライニング
- アームサポートはね上げ
- 足スイング・アウト
- 座シート調整
- リクライニング

数量
限定

リクライニング角度
98°~150°

重量	商品番号	TAISコード
24kg	CA-4080	00066-000004

ぴったりフィット KPF16-40

【メーカー】【カワムラサイクル】 材質：アルミ製



- アームサポート高さ調整
- 背シート調整
- ティルト
- ティルト&リクライニング
- アームサポートはね上げ
- 足スイング・アウト
- 座シート調整
- リクライニング

数量
限定

ティルト・
リクライニング角度
110°~135°

重量	商品番号	TAISコード
20kg	CKPF16-40	00160-000183

MEFシリーズ 従来の煩わしい調整がとっても簡単にできるモジュール車いす登場！

【メーカー】【ミキ】



MEF-22	
重量	15.5kg
商品番号	CCJ00950
TAISコード	00122-000582
クッション厚: 3cm、 シート色: ブルー	



MEF-16	
重量	14.2kg
商品番号	CCJ00949
TAISコード	00122-000580
クッション厚: 3cm、 シート色: ブルー	

スキット5 SKT-5

【メーカー】【ミキ】



ポイント

更なる驚異の小回りを実現。スキット6輪仕様。

重量	商品番号	TAISコード
15.2kg	CSKT-5	00122-000444

スキット7 SKT-7

【メーカー】【ミキ】



ティルト角度
0°~30°

重量	商品番号	TAISコード
19kg	CSKT-7	00122-000433

モデラート

【メーカー】【ランダルコーポレーション】



数量
限定

リクライニング角度
95°~111°
ティルト角度
4°~ 24°

■新開発オートレスト機構

背もたれが倒れるのに応じて座面も傾く機構です。この新しいオートレスト機構を採用したことで、背もたれを大きく後方へ倒しても、体が前方に滑り出すことがなくなりました。

■ヘッドサポート

どなたにもフィットするビーズ入りヘッドサポート。

■アームサポート

大きく倒したときに肘をやさしくサポート。座面の高さまで下がるので移乗も楽にできます。

重量	商品番号	TAISコード
20kg	CA-4300	00496-000296
エレベーター型 3.9kg	CA-4301	00496-000302
モデラートII 20kg	CA-4310	00496-000323

車イス付属品

車イスクッション選びのアドバイス

腰や背中にかかる圧力をバランスよく分散し、身体を支えるものを、正しい姿勢を保てるクッションを選ぶのがポイントです。

ウレタン材

ウレタン 低反発の素材が利用者の自重を分散させ、負担を軽減します。

ジェル材

ジェル 液体的な柔軟性を持ちながら固体のような弾力性があり臀部の形状にフィットします。


エア材

エア 除圧効果が高く、空気圧を調整することができるものもあります。

ジェル tron

【メーカー】【パシフィックウェーブ】

【シングル】




重量	商品番号	TAISコード	外寸
1.18kg	CGTCIS	00839-000004	W38×L38×H3.5

ジェル tron

【メーカー】【パシフィックウェーブ】

【シングル ロングタイプ】



重量	商品番号	TAISコード	外寸
2.4kg	CGTCIS	00839-Z00001	W41.8×L76.5×H3.5

ジェル tron

【メーカー】【パシフィックウェーブ】

【ダブルソフト】




重量	商品番号	TAISコード	外寸
2.2kg	CGTC2SS	00839-000003	W38×L38×H6.5

シーパス

【メーカー】【モルテン】

材質：ウレタンフォーム+ポリスチレンゲル+ウレタン合皮



重量	商品番号	TAISコード	外寸
1.3kg	CAC-4443	00054-000030	W40×D40×H前7,後5

アカデミックッション

【メーカー】【ラックヘルスケア】

材質：強化ナイロン+ウレタンコーティング



重量	商品番号	TAISコード	外寸
0.8kg	CA-4026	00245-000074	W40×D40×H6

ケープマイクッション

【メーカー】【ケープ】

材質：ウレタンフォーム



重量	商品番号	TAISコード	外寸
0.5kg	CCK-398	00206-000051	W39×D39×H8(前5)

ソロストレータス

【メーカー】【ユーキトレディング】



材質：IFDフォーム

重量	商品番号	TAISコード	外寸
0.65kg	CA-4028	00468-000002	W40×D40×H7.5

ピタ・シート クッションブレス65

【メーカー】【ファンディーナ】

材質：ジェル+プレスエア



ポイント 安定した座位とフィット感。しかもズレにくく、蒸れにくい。

重量	商品番号	TAISコード	外寸
1.4kg	CPTB65	00857-000014	W40×D40×H6.5

ZAFU

【メーカー】【アシスト】

材質：ウレタンフォーム

ポイント 角度のついた座面クッションと、背中までつながった布により前ずれが止まり、仙骨座りが改善されます。



重量	商品番号	TAISコード	外寸
Sサイズ 0.55kg	CZF-S01-00	01477-000008	W38×L34×H6
Mサイズ 0.6kg	CZF-M01-00	01477-000009	W40×L38×H6

アウルサポートセット

【メーカー】【加地】

材質：ウレタンフォーム
エクスジェル




重量	商品番号	TAISコード	外寸
シート1.2kg バック1.4kg	COWLS-SO1 BO1	00540-000017	座シートW40×D40×H7 背シートW48×D36.5×H12

ベスポジェルクッション

【メーカー】【ケープ】

材質：ポリウレタンジェル+ウレタンフォーム



重量	商品番号	TAISコード	外寸
1.6kg	CCK-375	00206-000072	W40×D40×H6.5

FC-アジャスト

【メーカー】【アイ・ソネックス】

材質：高密度ウレタンフォーム



重量	商品番号	TAISコード	外寸
2.42kg(セット合計)	CA-4456	00149-000007	背クッション=W50×D2×H44 座クッション=W40×D40×H8.5

カリHR

【メーカー】【ファルマウエストアンデストリー】

材質：ウレタンフォーム



重量	商品番号	TAISコード	外寸
0.5kg	CPHK01-GR1-4040	00540-000037	W40×D40×H6

メリディアン

【メーカー】【ユーキトレディング】

材質：IFDフォーム



重量	商品番号	TAISコード	外寸
0.87kg	C7200216161	00468-000031	W40×D40×H8

タカノクッションR (タイプ1)

【メーカー】【タカノ】

材質：特殊ウレタンフォーム



重量	商品番号	TAISコード	外寸
0.65kg	CTC-R081	00297-000104	W40×D42.5×H12(後7)

ポイント 生地表面は防水加工、表は通気性に優れています。

マイバディ 【メーカー】【ユーキトレーディング】



※ヘッドサポート・幅広アームサポートは、車イスの種類により取り付けできないことがあります。

商品番号	TAISコード	外寸
腕らっこ	CMB055	00468-000043 W51×D36×H6
腕まくらプラス	CMBP052-40	00468-000042 W40×D35×H前15・後8
広幅アームサポート (右)CMB04101R (左)CMB04101L	00468-000029	W10×L30×H2
バックサポート・ディーブ	CMB03140	00468-000030 W40×L20×H43

スーパーヘッド 【メーカー】【アルバジャパン】



重量	1.1kg
商品番号	CSH-01
TAISコード	00156-000015
外寸	W41×D28×H36
ポイント	取り付け可能な車イス・背パイプ径19~22mm・座幅36~44mm

車イスと一緒に折りたたむことができます。

イージーヘッド 【メーカー】【ユーキトレーディング】



重量	1.95kg
商品番号	CMB01201
TAISコード	00468-000046
外寸	W41~58×H51
対応パイプ径	19~26mm

移動用リフト ※設置・施工は当社スタッフにご相談ください。(設置場所の事前確認が必要です)

プリモ

【メーカー】【コムラ製作所】
重量：22kg / 定員：1名 / 耐荷重：100kg

数量限定

商品番号	CDSPRII
TAISコード	00088-000016



昇降範囲：13.5~52cm

アルコー6000

【メーカー】【星光医療器製作所】
重量：33kg / 定員：1名 / 耐荷重：100kg



(上) 車イスからの移乗がしやすい肘置き跳ね上げ式(幅の調整も可能)
(下) 座面回転時の衝突や、下降時に足などを挟み込むと停止する安全装置付。


商品番号	C100574
TAISコード	00125-000056

昇降範囲：44~86cm

車イス用電動昇降機 UD-320CS (直進乗り込みタイプ)

【メーカー】【いうら】
重量：75kg / 定員：1名 段差65cmまで

※ブリッジ寸法 幅68.5×長さ27.5 数量限定



商品番号	TAISコード
CUD-320CS	00084-000093




111.5
172

車イス用電動昇降機 UD-320CL (L字乗り込みタイプ)

【メーカー】【いうら】
重量：79kg / 定員：1名 段差65cmまで

※ブリッジ寸法 幅68.5×長さ27.5 数量限定



商品番号	TAISコード
CUD-320CL	00084-000094



111.5
172

設置確認チェック表


チェック	チェック
利用者(車イス含む)が150kg以内である	
AC-100Vコンセントがある(電源コード4m)	
段差が65cm以下である	
勾配が1/65(1mで1.5cm)以内である	
ブリッジを倒した時に段差との重なりがサッシ以外の部分で4cm以上である	
敷地境界からの外部の寸法は上図の通り	

※間口寸法が上記寸法に足りない場合は別途ご連絡ください。
※敷地幅は、本体が設置可能なギリギリの寸法を記載しています。余裕がある場合には、図の寸法に対して5cm程度の余裕を持たせてください。また、車イスが旋回するために必要な寸法を100cm見込んでます。
※開口寸法はレバー操作をする際の持ち手(約3cm)をプラスしてください。

屋内用電動昇降機 UDC-400

【メーカー】(いうら) 重量:92kg / 定員:介護者の同乗不可

昇降範囲:35~40cm



設置確認チェック表

チェック	チェック
利用者(車イス含む)が120kg以内である	
AC-100Vコンセントがある(電源コード5m付き)	
設置場所は屋内で、段差は9cm以上40cm以下である	
勾配が2/100(1mで2cm)以内である	
ブリッジを倒した時に段差との重なりが4cm以上である	
各部の寸法は上図の通り	

※設置は水平な場所に置いてください。なお、土の上には直接設置しないでください。
 ※本体が設置可能なギリギリの寸法を記載しています。余裕がある場合には、図の寸法に対して50mm程度の余裕を持たせてください。
 ※上記寸法に足りない場合は別途ご連絡ください。

ポイント

直進・斜め・L字の乗降りが可能です。




未使用時は折りたたみ可。

商品番号 TAISコード
 CUDC-400 00084-000125

車イス用電動昇降機 UD-1200

【メーカー】(いうら) 重量:145kg / 定員:介護者の同乗も可

段差120cmまで



設置確認チェック表

チェック	チェック
利用者(車イス含む)、介助者含め200kg以内である	
AC-100Vコンセントがある(電源コード4m)	
段差が120cm以下である	
勾配が1/65(1mで1.5cm)以内である	
ブリッジを倒した時に段差との重なりがサッシ以外の部分で4cm以上である	
間口寸法(出入り口幅)は76cm以上あり、敷地境界から各部の寸法は上図の通り	

※間口寸法が上記寸法に足りない場合は別途ご連絡ください。
 ※設置は水平な場所に置いてください。なお、土の上には直接設置しないでください。
 ※敷地幅は、本体が設置可能なギリギリの寸法を記載しています。余裕がある場合には、図の寸法から5cm程度の余裕を持たせてください。また、敷地幅には車イスが旋回するために必要な寸法を100cm見込んでいます。
 ※遮断棒を上げた場合、最高位が296cmになります。軒下高さにご注意ください。

商品番号 TAISコード
 CUD-1200 00084-000112

車イス用電動昇降機 UD-550


【メーカー】(いうら) 重量:100kg / 定員:介護者の同乗も可

段差120cmまで

数量限定

ポイント

大きな段差でもあきらめない120cmまで対応。



設置確認チェック表

チェック	チェック
利用者(車イス含む)が200kg以内である	
AC-100Vコンセントがある(電源コード4m付き)	
段差が120cm以下である	
勾配が1/30(1mで3.3cm)以内である	
サッシ幅22cm以内である(段差と昇降機の隙間を6cmとした場合)	
間口寸法(出入り口幅)78cm以上である	
敷地境界から外部の寸法は上図の通り	


※間口寸法が上記寸法に足りない場合は別途ご連絡ください。
 ※設置は水平な場所に置いてください。なお、土の上には直接設置しないでください。
 ※敷地幅は、本体が設置可能なギリギリの寸法を記載しています。余裕がある場合には、図の寸法に対して5cm程度の余裕を持たせてください。また、車イスが旋回するために必要な寸法を75cm見込んでいます。
 ※マスト部分の最高位272.5cmまで上昇しますので軒下の高さにご注意ください。

商品番号 TAISコード
 CUD-550 00084-000038

車イス用電動昇降機 UD-900

【メーカー】(いうら) 重量:143kg / 定員:介護者の同乗も可

昇降範囲:7~90cm



ポイント

直進乗り込みとL字乗り込みを選択できます。

※間口寸法が上記寸法に足りない場合は別途ご連絡ください。
 ※設置は水平な場所に置いてください。なお、土の上には直接設置しないでください。
 ※敷地幅は、本体が設置可能なギリギリの寸法を記載しています。余裕がある場合には、図の寸法から5cm程度の余裕を持たせてください。

商品番号 TAISコード
 CUD-900 00084-000142

スロープ

スロープ選びポイント

適切なスロープを選ぶことで、車イスにとって危険な段差を安全に移動をできるようにします。

選ぶ前に知っておきたいこと

設置場所の段差の高低や勾配、車イスのご利用の方はもちろん、介助される方の状況により、スロープ選びの基準が変わります。スロープを設置することで歩行しにくくなる場合もありますので、移動用リフトの使用や、バリアフリー工事も検討してみてください。



住宅内の段差をなくし
安心・安全に移動できます。

選び方のポイント・目安

車イスのご利用者ご自身の移動や、介助者は車イスを押す場合、無理なく、安全に通行できることが最優先です。段差の高さ・勾配を考慮して選びましょう。

●一般的に適切な勾配の目安としては…

自走 $1/12$ 自分で
こぐ場合

介助 $1/6$ 介助する方が
押す場合

とされています。歩行能力や車イスの種類、介助者の体力や身体状況によって異なりますので、当社スタッフにお気軽にご相談ください。

スマートスロープ 【メーカー】【ランダルコーポレーション】

GOOD DESIGN

ポイント

幅69.5cm
開閉スロープ最小クラス。
厳しい実走行試験をクリアした
安心の強度。



二つ折りタイプ

軽量&安心の強度

数量
限定

使用例




商品番号	TAISコード	外寸(長さ×幅)	重量
CA-S075	00496-000303	75×69.5cm	5.0kg
CA-S100	00496-000297	100×69.5cm	6.0kg
CA-S125	00496-000298	125×69.5cm	8.0kg
CA-S150	00496-000299	150×69.5cm	9.0kg
CA-S175	00496-000300	175×69.5cm	10.0kg
CA-S200	00496-000301	200×69.5cm	11.0kg
CA-S225	00496-000304	225×69.5cm	14.0kg
CA-S250	00496-000305	250×69.5cm	18.0kg

段ない・ス 68

【メーカー】【シコク】

ポイント

全幅68cmと、コンパクトで狭い
間口にも設置しやすくなります。



商品番号	TAISコード	外寸(長さ×幅)	重量
C628-190	01235-000196	260×68cm	16.0kg
C628-200	01235-000197	280×68cm	17.5kg

ケアスロープ 【メーカー】【ケアメディックス】



商品番号	TAISコード	外寸(長さ×幅)	重量
CS-65	00093-000015	65×70cm	3.0kg
CS-100	00093-000016	100×70cm	5.0kg

ダンスロープミニ

【メーカー】【ダンロップホームプロダクツ】



ポイント

傷つきにくい素材で屋外から屋内まで
広範囲に使用できます。

商品番号	TAISコード	外寸(長さ×幅×高さ)	重量
CR-7610M	00532-000037	4.1×76×1cm	0.2kg
CR-7615M	00532-000038	6.1×76×1.5cm	0.3kg
CR-7620M	00532-000039	8.1×76×2cm	0.6kg
CR-7625M	00532-000040	10.1×76×2.5cm	0.8kg
CR-7630M	00532-000041	12.1×76×3cm	0.9kg
CR-7635M	00532-000042	14.1×76×3.5cm	1.2kg

商品番号	TAISコード	外寸(長さ×幅×高さ)	重量
CR-7640M	00532-000043	16.1×76×4cm	1.5kg
CR-7645M	00532-000044	18.1×76×4.5cm	1.8kg
CR-7650M	00532-000045	20.6×76×5cm	3kg
CR-7655M	00532-000046	20×76×5.5cm	2.3kg
CR-7660M	00532-000047	20×76×6cm	2.8kg

ポータブルスロープ

【メーカー】【イーストアイ】



商品番号	TAISコード	外寸(長さ×幅)	重量	
40cm	CPEK040	00465-000092	40×69.5cm	2.6kg
60cm	CPEK060	00465-000093	60×69.5cm	3.9kg

ダンスロープライト

【メーカー】【ダンロップホームプロダクツ】

数量
限定



商品番号	TAISコード	外寸(長さ×幅)	重量
CN-85B	00532-000035	85×78cm	4.0kg
CR-125E	00532-000034	125×78cm	6.0kg
CR-165E	00532-000033	165×78cm	7.5kg
CR-205E	00532-000032	205×78cm	9.5kg
CR-255E	00532-000031	255×78cm	13.5kg

ハンディスロープ

【メーカー】【ランダルコーポレーション】

数量
限定



商品番号	TAISコード	スロープ1枚の外寸 (長さ×幅)	重量
CAH-120B	00496-000010	120×18cm	3.8kg
CAH-140B	00496-000160	140×18cm	4.3kg
CAH-185B	00496-000161	185×18cm	5.4kg
CAH-210B	00496-000162	210×18cm	6.1kg
CAH-240B	00496-000163	240×18cm	6.8kg

手すり

スーディ屋内用

【メーカー】【パナソニック エイジフリー】

材質：ベース・下支柱/スチール 手すり被覆部・ベース縁ゴム/塩化ビニル樹脂
 ジョイント・手すり芯材・上支柱/アルミニウム カーペット/合成繊維
 支柱カバー被覆(回転連結支柱)/エラストマー 支柱カラー/ネジカバー/ポリプロピレン


【810タイプ】



【1730タイプ】



【2040タイプ】



お家の中の歩行をサポート
 導線上に設置が可能。
 段差にも対応



両足が乗るひろびろ
 ベースは廊下幅にも
 ぴったりのサイズ。



対応できる最大の段差高さ

手すり620で 手すり930で
 段差を超える場合 段差を超える場合




	重量	商品番号	TAISコード
スーディ屋内用810タイプ	22.0kg	CXPN-L80801	00980-000363
スーディ屋内用1730タイプ	22.5kg	CXPN-L81803	00367-000257
スーディ屋内用2040タイプ	23.5kg	CXPN-L81804	00367-000258

玄関用自在手すりツインディ

【メーカー】【パナソニック エイジフリー】

材質：手すり/合成ゴム ベース/スチール マット/合成ゴム 踏み台/スチール



対応段差：16～36cm



	重量	商品番号	TAISコード
両手すり踏み台付き	43.5kg	CXPN-L80201	00980-000204
両手すり踏み台なし	35kg	CXPN-L80202	00980-000205
片手すり踏み台付き	36kg	CXPN-L80203	00980-000206
片手すり踏み台なし	27.5kg	CXPN-L80204	00980-000207

歩行サポート手すりスーディ

【メーカー】【パナソニック エイジフリー】

【標準タイプ】

*写真は片手すり



【ロングタイプ】


*写真は2050タイプ
 片手すり




*写真は1700タイプ

【ステップタイプ】

*写真は片手すり
 支柱中央固定



手すりの角度は上下左右45度以内に
 収まるように設置してください。



各ベースは平行になるように
 設置してください。

商品ラインアップ

工事不要

標準タイプ、ステップタイプに構成ユニットを追加することで対応します。

仕様	標準タイプ		ステップタイプ		ロング2050タイプ		ロング2400タイプ	
	片手すり	両手すり	片手すり	両手すり	片手すり	両手すり	片手すり	両手すり
商品番号	CXPN-L80601	CXPN-L80602	CXPN-L80603	CXPN-L80604	CXPN-L80605	CXPN-L80606	CXPN-L80607	CXPN-L80608
TAISコード	00980-000334	00980-000335	00980-000336	00980-000337	00980-000338	00980-000339	00980-000340	00980-000341
外観								
手すり全長	135cm		100cm		205cm		240cm	
対応階段(高さ)の目安	3段(45cm)		2段(30cm)		5段(75cm)		6段(90cm)	
ベースサイズ	標準ベース:45×80cm		標準ベース:45×80cm		ステップベース:30×96cm			
質量	37kg	43kg	33kg	39kg	52kg	61kg	52kg	62kg

仕様	ロング3460タイプ		ステップ980タイプ		ロング1700タイプ	
	片手すり	両手すり	片手すり	両手すり	片手すり	両手すり
商品番号	CXPN-L80609	CXPN-L80610	CXPN-L80621	CXPN-L80622	CXPN-L80623	CXPN-L80624
TAISコード	00980-000342	00980-000343	00980-000355	00980-000356	00980-000357	00980-000358
外観						
手すり全長	346cm		135cm		170cm	
対応階段(高さ)の目安	9段(135cm)		3段(45cm)		4段(60cm)	
ベースサイズ	標準ベース:45×80cm		ステップベース:30×96cm			
質量	67kg	81kg	33kg	39kg	48kg	57kg

かまっ手

【メーカー】【シコク】

新商品

材質：ベースプレート・フレーム/ステンレス
腰掛部/樹脂被膜 その他/ステンレス・樹脂

[01-s]



[02-s]



ポイント


タンクレスや特殊な形状などのトイレなど、形に合わせて使用できる手すりです。肘掛け手すりの取付位置を前後10cm切り替えができます。

重量	商品番号	TAISコード
01-s 13.2kg	C627-201	01235-000264
02-s 11.3kg	C627-211	01235-000274

BS小路

【メーカー】【シコク】

材質：手すり
フレーム/ステンレス、
グリップ/樹脂被膜
ベースプレート
本体/ステンレス、
エッジカバー/樹脂、
支柱/ステンレス




重量	商品番号	TAISコード
BS小路 15.6kg	C626-110	01235-000250
BS小路SS 25.6kg	C626-110S	01235-000256

アットグリップ

【メーカー】【アロン化成】

材質：手すり、支柱/アルミニウム ベースプレート/ステンレス
ブラケット/アルミ合金 樹脂カバー/ポリプロピレン
端部カバー/塩化ビニル樹脂



重量	商品番号	TAISコード
930 片手用 38.6kg	CAT-C-930	00221-000500
630 片手用 38.6kg	CAT-C-630	00221-000544
240 片手用 22.0kg	CAT-C-240	00221-000542

水回りにもってこい

【メーカー】【サテライト】

ポイント


お風呂の洗い場・脱衣場などでもお使いいただけます。



重量	商品番号	TAISコード
13.8kg	CFKB-12-60-I	01255-000013

平行棒P-2

【メーカー】【陸三商会】



重量	商品番号	TAISコード
21kg	CA-4820	00095-000021

洋式トイレ用フレーム

SはねあげR-2 (プラスチック肘掛)

【メーカー】【アロン化成】



ポイント


左右から便器を挟み込む独自構造で簡単設置。足元がすっきりしているので、立ち上がりやすいです。

重量	商品番号	TAISコード
約6.4kg	C533-086	00221-000451

ほとんどの洋式便器に対応出来ます。


■取り付け可能な便器

①寸法が14cm以上、40cm以下の便器に取り付け可能。
(②は床から20cmの高さの便器の最大幅)




■取り付け可能な温水洗浄便座付の便器

【操作盤の長さが25cm以下の場合】



【操作盤の長さが25cm以上の場合】



■取り付けの際は床が老朽化しておらず、便器が床にしっかり固定されていることを確認してください。

水廻り用ツインディ

【メーカー】【パナソニック エイジフリー】



材質：ベース・支柱/ステンレス グリップ/エラストマー
ベースマット/合成ゴム 手すりフレーム/アルミ
ベース縁ゴム/合成ゴム

重量	商品番号	TAISコード
17kg	CPN-L80701	00980-000364

折りたたみ可能な面手すりスタンディ


【メーカー】【パナソニック エイジフリー】



重量	商品番号	TAISコード
24kg	CPN-L80401	00980-000315

アームサポート手すりメンディ

【メーカー】【パナソニック エイジフリー】



重量	商品番号	TAISコード
22kg	CPN-L80301	00980-000258

たちあっぷ540

【メーカー】【矢崎化工】

材質：手すり/
イレクター・アルミスタンド/
ステンレスマット/樹脂

ポイント

屋内、屋外でも使用可能な補助手すり!!
段差「54cm」まで対応。




高さ設定の目安

ステップ台は4段階の高さ調整可能 単位: cm

Hステップ台高さ 21・25・29・33cm

Lステップ台高さ 9・11・13・15cm



重量	商品番号	TAISコード/福祉用具届出コード
両手すりステップ台2段 50.3kg	CHK-01-2	00055-Z00009
両手すりステップ台1段 40.7kg	CHK-01-1	00055-Z00010
両手用 34.7kg	CKH-01MGR	00055-000127

重量	商品番号	TAISコード/福祉用具届出コード
片手すりステップ台2段 44.2kg	CHK-02-2	00055-Z00012
片手すりステップ台1段 34.6kg	CHK-02-1	00055-Z00011
片手用 28.6kg	CKH-02MGR	00055-000128

バディーI

【メーカー】【モルテン】

ポイント

設置場所に合わせて選べる天井ストッパー



重量	商品番号	TAISコード	福祉用具届出コード	外寸
7.5kg	CMNTCM	00054-000054		φ3.65
7.1kg	CMNTCMS	00054-Z00001		φ3.65
6.8kg	CMNTCMRCS	00054-000061		φ3.65
7.5kg	CMNTCM	00054-000054		φ3.65
6.4kg	CMNTCMSRCS	00054-000138		φ3.65

L型サイドバー45

【メーカー】【モルテン】

重量	商品番号	TAISコード
3.5kg	CMNTC07	00054-000066

サイドバー・サイドバーHS

【メーカー】【モルテン】

重量	商品番号	TAISコード	外寸
サイドバー 650g	CMNTC01LB	00054-000055	φ4.0
サイドバーHS 800g	CMNTC0M01LB	00054-000412	φ4.9

クロスバー固定式

【メーカー】【モルテン】

商品番号	TAISコード	外寸
90cm CMNTC03BE009	00054-000339	φ3.5
120cm CMNTC03BE012	00054-000340	φ3.5
160cm CMNTC03BE016	00054-000341	φ3.5
200cm CMNTC03BE020	00054-000342	φ3.5

クロスバー跳ね上げ式

【メーカー】【モルテン】

商品番号	TAISコード	外寸
90cm CMNTC02BE009	00054-000333	φ3.5
120cm CMNTC02BE012	00054-000334	φ3.5
160cm CMNTC02BE016	00054-000335	φ3.5
200cm CMNTC02BE020	00054-000336	φ3.5

ベスポジBPZ

【メーカー】【ホクメイ】

ポイント

天井と床を利用して取り付けの手すりは、付属オプションと組み合わせることで様々なシーンに対応できます。

新商品



	商品番号	TAISコード
丸ベース レギュラー	CBPZ-100-10	00254-000410
ショート	CBPZ-100-20	00254-000412
Tベース レギュラー	CBPZ-100-50	00254-000416
ショート	CBPZ-100-60	00254-000418

ベスポジ-e 基本セット

【メーカー】【ホクメイ】

数量
限定



	重量	商品番号	TAISコード
T型ベース	4.3kg	CBPE-100-10	00254-000051
丸型ベース	4.3kg	CBPE-100-11	00254-000052



D型手すり

【メーカー】【ホクメイ】

新商品

商品番号	TAISコード	外寸
CBPE-300-110	00254-000369	φ3.5



膝当て手すり

【メーカー】【ホクメイ】

商品番号	TAISコード
CBPE-200-10	00254-000127



ウェーブ型手すり

【メーカー】【ホクメイ】

標準サイズ35cm、ロングサイズ60cm

商品番号	TAISコード	外寸
標準サイズ CBPE-300-10	00254-000130	φ3.5
ロングサイズ CBPE-300-40	00254-000133	φ3.5



円型手すり

【メーカー】【ホクメイ】

商品番号	TAISコード	外寸
CBPE-300-20	00254-000131	φ3.2

システム伸縮手すり 固定セット

【メーカー】【ホクメイ】




商品番号	TAISコード
60~90cm CSBR-30-609	00254-000169
90~120cm CSBR-30-912	00254-000170

玄関アーム

【メーカー】【ホクメイ】



レギュラー	ショート
商品番号 CENT-180-30 TAISコード 00254-000159	商品番号 CENT-180-40 TAISコード 00254-000160



角型手すり

【メーカー】【ホクメイ】

商品番号	TAISコード	外寸
CBPE-300-30	00254-000132	φ3.2

たちあっぷ01 介助くんセット

【メーカー】【矢崎化工】



重量	商品番号	TAISコード
13.1kg	CCKA-01	00055-000133

たちあっぷ02 介助くんセット

【メーカー】【矢崎化工】



重量	商品番号	TAISコード
16.9kg	CCKA-02	00055-000135

介助くんをみのレンタルはできません。

つながるくん(60・90・120)

【メーカー】【矢崎化工】



重量	商品番号	TAISコード
60cm 2.7kg	CCKA-E60MB	00055-000099
90cm 3.3kg	CCKA-E90MB	00055-000100
120cm 3.8kg	CCKA-E120MB	00055-000101

伸縮つながるくん

【メーカー】【矢崎化工】



重量	商品番号	TAISコード
2kg	CKE-D	00055-000157

【注意事項】

- 一方の「たちあっぷ」は必ずベッドサイドに設置し「ベットでとまるくん」を取り付けてください。
- 「つながるくん」は2つ以上連結しないでください。
- 「たちあっぷ」は同一平面上に設置してください。
- 段差のある場所や斜面には設置しないでください。
- また両側の「たちあっぷ」は同じ高さに設定してください。



	使用可能	使用不可
ベッド側 A	CK A-01, CK A-02, CK A-03, CK A-04, CK A-06	CK A-05, CG A-3
ベッド逆側 B	CK A-01, CK A-02	CK A-03, CK A-04, CK A-05, CK A-06, CG A-3

たちあっぷ01

【メーカー】【矢崎化工】



重量	商品番号	TAISコード
11.7kg	CCKA-01SETMB	00055-000071

たちあっぷ02

【メーカー】【矢崎化工】



重量	商品番号	TAISコード
15.5kg	CCKA-02SETMB	00055-000072

たちあっぷ03


【メーカー】【矢崎化工】



重量	商品番号	TAISコード
15.4kg	CCKA-03SETMB	00055-000073

たちあっぷ04

【メーカー】【矢崎化工】



重量	商品番号	TAISコード
16.0kg	CCKA-04SETMB	00055-000074

おもしろくん

【メーカー】【矢崎化工】



ベットでとまるくん

【メーカー】【矢崎化工】



商品番号	TAISコード	商品番号	TAISコード
CCKA-J	00055-000104	CCKA-CK	00055-000211

歩行器

機能と特長の説明

- 屋内** …屋内用のモデル
- 屋内外兼用** …屋内外兼用のモデル
- ブレーキ付** …ハンドブレーキ付モデル
- 屋外** …屋外用のモデル
- 折りたたみ** …折りたたみ機能付モデル
- 抵抗器付** …車輪に抵抗器付きのモデル

セーフティアーム UXタイプウォーカーハイ

【メーカー】【イーストアイ】

新商品

ポイント

アームレストは96～106cmと高めの設定なので、男性など、背の高い方におすすめです。



重量	屋内
6.5kg	折りたたみ
商品番号	ブレーキ付
CSAUXH	
TAISコード	
00465-000109	
外寸	
W60×D60×H103～113	

セーフティアーム UXタイプウォーカー

【メーカー】【イーストアイ】

ポイント

クッション性に優れた幅広の大型アームレストなので、前腕をのせることで身体を支えることができます。



重量	屋内
5.8kg	折りたたみ
商品番号	ブレーキ付
CSAUX	
TAISコード	
00465-000067	
外寸	
W60×D57×H91～101	

ミニフレームウォーカー キャスターモデル

【メーカー】【シンエンス】



重量	屋内
3.1kg	折りたたみ
商品番号	
CWFM-4262SW3GW	
TAISコード	
00855-000010	
外寸	
W47×D40.5×H71.5～84	

ミニフレームウォーカー 固定型

【メーカー】【シンエンス】



重量	屋内
2.4kg	折りたたみ
商品番号	
CWFM-4262	
TAISコード	
00855-000003	
外寸	
W42×D32×H62.5～75	

ミニフレームウォーカー 二段式グリップ歩行器

【メーカー】【アクションジャパン】



重量	屋内
2.5kg	折りたたみ
商品番号	
CA-5040	
TAISコード	
00428-000023	
外寸	
W47×D45×H73～86	

セーフティアーム Vタイプウォーカー

【メーカー】【イーストアイ】

ポイント

屋外での使用に特におすすめ。4輪大型ゴムタイヤがスムーズな歩行をサポート！



重量	屋内
4.9kg	折りたたみ
商品番号	ブレーキ付
CSAV	
TAISコード	
00465-000055	
外寸	
W63×D53～55×H75～85	

交互型ウォーカー

【メーカー】【松永製作所】



重量	屋内
2.6kg	折りたたみ
商品番号	
CA-7412	
TAISコード	
00066-000253	
外寸	
W55×D47×H73～89	

カラー交互歩行器

【メーカー】【アクションジャパン】



重量	屋内
2.7kg	折りたたみ
商品番号	
CA-7413	
TAISコード	
00428-000015	
外寸	
W52×D43×H73.4～86.4	

アームウォーカー(キャスターなし仕様)

【メーカー】【イーストアイ】



	重量	商品番号	TAISコード	外寸
スタンダードタイプ	2.8kg	CSAWR	00465-000036	W57×D45×H66.5～76.5
ミニタイプ	2.7kg	CSAWSR	00465-000037	W54×D43×H59～69
ハイタイプ	3.0kg	CSAWHR	00465-000099	W58×D46×H75.5～85.5
SSタイプ	2.5kg	CSAWSSR	00465-000043	W47×D39×H59～69

アームウォーカー Mタイプ

【メーカー】【イーストアイ】



	重量	商品番号	TAISコード	外寸
スタンダードタイプ	3.5kg	CSAWMR	00465-000039	W62×D54×H73.5～83.5
ミニタイプ	3.3kg	CSAWMSR	00465-000041	W60×D52×H66～76
ハイタイプ	3.7kg	CSAWMHR	00465-000048	W64×D54×H82.5～92.5
SSタイプ	3.1kg	CSAWMSSR	00465-000045	W52×D48×H66～76

アームウォーカー Gタイプ

【メーカー】【イーストアイ】



	重量	商品番号	TAISコード	外寸
スタンダードタイプ	4.8kg	CSAWGR	00465-000038	W68×D59×H79.5～89.5
ミニタイプ	4.5kg	CSAWGSR	00465-000027	W65.5×D57×H72～82
ハイタイプ	5.0kg	CSAWGHR	00465-000046	W69.5×D59×H88.5～98.5

アームウォーカー Lタイプ

【メーカー】【イーストアイ】



	重量	商品番号	TAISコード	外寸
スタンダードタイプ	3.8kg	CSAWLR	00465-000017	W63×D57×H79.5～89.5
ミニタイプ	3.7kg	CSAWLSR	00465-000054	W61×D55×H72～82
ハイタイプ	4.0kg	CSAWLHR	00465-000100	W64.5×D57×H88.5～98.5

アームウォーカー Cタイプ

【メーカー】【イーストアイ】



	重量	商品番号	TAISコード	外寸
スタンダードタイプ	3.1kg	CSAWCR	00465-000025	W57×D51×H71.5～81.5
ミニタイプ	2.9kg	CSAWCSR	00465-000040	W55×D48×H64～74
ハイタイプ	3.3kg	CSAWCHR	00465-000047	W58.5×D51×H80.5～90.5
SSタイプ	2.7kg	CSAWCSSR	00465-000044	W47×D44×H64～74

くらしサポート歩行車 スムーディ<買物用>

【メーカー】【パナソニック エイジフリー】

新商品



重量	屋外
6.3kg	折りたたみ
商品番号	ブレーキ付
CPN-L70101	
TAISコード	
00980-000440	

ポイント

収納部が体側にあり、重心が体に近いので段差で持ち上げやすく、ティップインレバーで乗り越えることもできます。ワンタッチの切替で、買い物カゴを載せられ、カゴ位置も高いので、楽に買い物できます。



くらしサポート歩行車 スムーディ<室内用>

【メーカー】【パナソニック エイジフリー】

新商品



重量	屋内
5.7kg	折りたたみ
商品番号	ブレーキ付
CPN-L70201	
TAISコード	
00980-000441	

ポイント

狭い廊下やベッド横でも小回りしやすく、大きく太めの車輪なので段差や凹凸のある床面でも走行しやすいです。収納部の上にトレイがあるため、ものを載せての移動も簡単です。



ジスタ

【メーカー】【幸和製作所】

新商品



グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかる!
駐車ブレーキのかけ忘れがなく安心。

ポイント

コンパクトな製品幅でも買い物カゴが載せられるため、買い物カートに持ち替えることなく、歩行者のまま買い物ができます。



座面を出しているとき、駐車ブレーキが解除されない構造の為安心です。

重量	屋内外兼用
5.9kg	折りたたみ
商品番号	ブレーキ付
CWAW33	
TAISコード	
00030-000241	
外寸	
W48×D60×H71.5~92.5	

歩行車リトルターンZ

【メーカー】【アロン化成】

抑速付タイプ



リトルターンZ	
重量	屋内外兼用
9.5kg	折りたたみ
商品番号	
C532308	
TAISコード	
00221-000624	

リトルターンZ 抑速付	
重量	屋内外兼用
11kg	折りたたみ
商品番号	抵抗器付
C532310	
TAISコード	
00221-000626	

シトレア

【メーカー】【幸和製作所】

抑速付タイプ



シトレア	
重量	屋内外兼用
7.9kg	折りたたみ
商品番号	
CWAW23	
TAISコード	
00030-000226	

シトレアR(抑速付)	
重量	屋内外兼用
8.8kg	折りたたみ
商品番号	抵抗器付
CWAW25	
TAISコード	
00030-000231	

ハッピーIIトール

【メーカー】【竹虎】

新商品



重量	屋内外兼用
8kg	折りたたみ
商品番号	ブレーキ付
C117070	
TAISコード	
00110-000127	
外寸	
W58.5×D65.5×H78~92	
カラー:ダークグレーメタリック	

ポイント

シンプルかつ安全性と信頼性の高いスタンダードタイプの歩行車に高さをプラス。より身長の高い方にも使用できるようになりました。

ハッピーミニトール

【メーカー】【竹虎】

新商品



重量	屋内外兼用
6.7kg	折りたたみ
商品番号	ブレーキ付
C117071	
TAISコード	
00110-000128	
外寸	
W53.5×D59.5×H70~84	
カラー:パールホワイト	

ポイント

軽量・コンパクトタイプで人気のハッピーミニに高さをプラス。より身長の高い方にも使用できるようになりました。

ハッピーII

【メーカー】【竹虎】



重量	屋内外兼用
7.7kg	折りたたみ
商品番号	ブレーキ付
CXYAPR001B	
TAISコード	
00110-000095	
外寸	
W55.5×D62×H78~87	
カラー:ブルーメタリック	

ハッピーミニ

【メーカー】【竹虎】



重量	屋内外兼用
6.5kg	折りたたみ
商品番号	ブレーキ付
C117003	
TAISコード	
00110-000103	
外寸	
W50×D57.5×H70~79	
カラー:パープルメタリック	

friend

【メーカー】【ウェルパートナーズ】



重量	屋内外兼用
8.5kg	折りたたみ
商品番号	ブレーキ付
CWF-1	
TAISコード	
01009-000025	
外寸	
W51×D64.5×H76~96	

アルコースリム

【メーカー】【星光医療器製作所】

ポイント

コンパクト設計の為、幅70cm以上の廊下幅で回転することができます。



重量	屋内
8kg	
商品番号	
C100607	
TAISコード	
00125-000072	
外寸	
W50.2×D51.5×H75~95	
キャスト径:10cm	

シンフォニーSP

【メーカー】【島製作所】



重量	屋内外兼用
5.9kg	折りたたみ
商品番号	ブレーキ付
CSY-SP	
TAISコード	
00576-000014	
外寸	
W50×D56×H78.5~88	

シンフォニーSPスリム

【メーカー】【島製作所】



重量	屋内外兼用
4.9kg	折りたたみ
商品番号	ブレーキ付
CSY-SPSO	
TAISコード	
00576-000039	
外寸	
W48×D60×H77.5~86.5	
カラー:オレンジ/BR	

アルコー1S型

【メーカー】【星光医療器製作所】



ポイント

馬蹄型歩行器の定番。コンパクトさが人気です。

重量	12.4kg	屋内
商品番号	CARK-1S	折りたたみ
TAISコード	00125-000011	
外寸	W51.5xD57xH87.5~107.5	
キャスター径	10cm	

アルコー1S-C型

【メーカー】【星光医療器製作所】



ポイント

握力の弱い方でも簡単に片手でブレーキ操作が行えます。

重量	15.4kg	屋内
商品番号	CARK-1SC	折りたたみ
TAISコード	00125-000051	ブレーキ付
外寸	W54xD62xH87.5~103.5	
キャスター径	10cm	

アルコーBW型 STレイ(抵抗器付き)

【メーカー】【星光医療器製作所】



ポイント

便利なトレイ&カゴ付。

重量	9.5kg	屋内
商品番号	CARK-BWS-T	抵抗器付
TAISコード	00125-000049	ブレーキ付
外寸	W60xD59.8xH70.3~82.3	
キャスター径	15cm	

アルコーTL-S

【メーカー】【星光医療器製作所】



重量	17.6kg	屋内
商品番号	C100588	
TAISコード	00125-000060	
外寸	W52.8xD67.6xH80~107	
キャスター径	15cm	



左右連動式のレバーによりロックを片手で簡単解除。

アルコーCH型

【メーカー】【星光医療器製作所】



重量	9.5kg	屋内
商品番号	CARK-CH	
TAISコード	00125-000035	
外寸	W50xD68xH62~77	
キャスター径	10cm	

ポイント

小柄な方にお勧め。後輪キャスターは自在⇄固定の切替可。

アルコーSK型mini(ミニ)

【メーカー】【星光医療器製作所】



ポイント

狭い住環境での取り回しがさらにラクになりました。

重量	11.8kg	屋内
商品番号	C100624	抵抗器付
TAISコード	00125-000087	
外寸	W(前)46(後)50x D51.5xH75~102	
キャスター径	10cm	

アルコーSK型

【メーカー】【星光医療器製作所】



アルコーSK型	重量	10.5kg	屋内
商品番号	CARK-SK		抵抗器付
TAISコード	00125-000040		
外寸	W(前)45(後)53x D57.5xH79~106		
キャスター径	10cm		

アルコーSK型α (段差超え機能付き)	重量	12kg	屋内
商品番号	C100604		抵抗器付
TAISコード	00125-000071		
外寸	W53xD57.5xH76~106		

アルコー30型

【メーカー】【星光医療器製作所】



ポイント

日常生活に便利な上腕支持タイプのカゴ付き歩行補助器。

重量	14kg	屋内
商品番号	CARK-30	ブレーキ付
TAISコード	00125-000036	
外寸	W51.5xD66.5xH83~107	
キャスター径	15cm	

トライリンク

【メーカー】【アロン化成】



ポイント

大容量13Lバッグで買い物にも対応。

重量	7.1kg	屋内外兼用
商品番号	C532-320	折りたたみ
TAISコード	00221-000467	ブレーキ付
外寸	W56xD61.5xH76~86	

neo NOPPO

【メーカー】【カルパオン】



ポイント

疲れた時は座面に座り、後ろから押してもらうことができます。

重量	11kg	屋内外兼用
商品番号	CAAF12-0-S	折りたたみ
TAISコード	00925-000018	ブレーキ付
外寸	W65xD90xH78~93	抵抗器付

アルコーCL型A(自在)

【メーカー】【星光医療器製作所】



重量	12.8kg	屋内
商品番号	C100551	折りたたみ
TAISコード	00125-000047	
外寸	W57.7xD68.2xH88.5~108.5	
キャスター径	15cm	

アルコーCL型B(固定)

【メーカー】【星光医療器製作所】



重量	13.3kg	屋内
商品番号	C100552	折りたたみ
TAISコード	00125-000048	
外寸	W60xD62.8xH88.5~108.5	
キャスター径	15cm	

ポイント

15cm大型キャスターのコンパクト歩行車。後輪固定仕様で直進安定性が増します。

シンフォニーワイドSPII

【メーカー】【島製作所】



重量	8.6kg	屋内外兼用
商品番号	CSYW-SPII	折りたたみ
TAISコード	00576-000044	ブレーキ付
外寸	W60.5xD71xH93~102	
カラー	Bブルー	

テイコブリトルボンベ

【メーカー】【幸和製作所】



ポイント

ボンベと吸入同調器が収納して持ち運べます。

重量	5.6kg	屋内外兼用
商品番号	CWAW06	折りたたみ
TAISコード	00030-000165	ブレーキ付
外寸	W52xD64xH74~92	

アルコー1G-T型

【メーカー】【星光医療器製作所】



ポイント

サイドガード及び抵抗器付なのでより安心です。

重量	13.6kg	屋内
商品番号	CARK-1GT	折りたたみ
TAISコード	00125-000021	抵抗器付
外寸	W51.5xD57xH87.5~107.5	
キャスター径	10cm	

アルコークローバーG

【メーカー】【星光医療器製作所】



重量	12.2kg	屋内
商品番号	C100629	
TAISコード	00125-000088	
外寸	W52.5xD52.5xH79~106	
キャスター径	10cm	

ポイント

前後左右対称デザイン。4方向どこからでもアプローチできるコンパクト歩行車。

アイルウォークα

【メーカー】【アイルリンク】



ポイント

①折りたたみ時や座面をおろした時に自動でブレーキが作動。
②機能的な2段階キャスター。
③バッグは取り外して利用できます。
④杖が落ちない嬉しい設計。

重量	6.4kg	屋内外兼用
商品番号	CA-5010	折りたたみ
TAISコード	01446-000001	ブレーキ付
外寸	W51.5xD62xH79.5~88.5	

数量限定

歩行補助杖

四点可動式 オン・オフさん

【メーカー】【島製作所】



桜エンジ ストライプB
材質：カーボン
重量：430g

桜エンジ
商品番号：C77MC-C5
ストライプB
商品番号：C77MC-CS4
TAISコード：00576-000043
外寸：(長さ)63.5~89cm
(ベースサイズ)10×15cm

四脚ステッキ

【メーカー】【松永製作所】
材質：アルミ合金



(大)重量：1060g (小)重量：980g
商品番号 CMS-40L CMS-40S
TAISコード 00066-000220 00066-000222
外寸 (大)：W31.5×D22×H71~93.5cm
(小)：W22×D16.5×H71~93.5cm

アルミ松葉杖

【メーカー】【松永製作所】
材質：アルミ合金



(大)重量：1000g (小)重量：940g
商品番号 CMS-80L CMS-80S
TAISコード 00066-000219 00066-000217
外寸 (大)：W35.5×D53×H117.5~147.5cm
(小)：W25.5×D40.5×H96.5~111.5cm

ロフトランド クラッチ

【メーカー】【松永製作所】



材質：アルミ合金
重量：575g

商品番号 TAISコード
CMS-60L 00066-000194
外寸：(グリップ高さ)64.5~97cm
(カフ長)20~30cm

徘徊感知器

NC-9000PRX

【メーカー】【エクセルエンジニアリング】



離床わカーる9000携帯タイプ

商品番号 TAISコード
CSR9000-P 00682-000067

受信機：
W6×D2×H9.1cm
使用範囲：50m

徘徊わカーる9000携帯タイプ

商品番号 TAISコード
CSH9000-P 00682-000068

受信機：
W6×D2×H9.1cm
使用範囲：50m

受信機フル充電所要時間/5時間 受信機フル充電時使用可能時間/24時間 送信機電池寿命/約1年

お待ちくん

【メーカー】【竹中エンジニアリング】

ポイント
◎マットセンサー部と送信機が一体なので、つまづきの心配がありません。
◎電波送信距離約100m



商品番号 TAISコード
CHW-M48(KE) 00021-000099

送信機電池寿命/1日10回 約2年

ドアセンサー／離床・フロアーセンサー(無線タイプ)

【メーカー】【ランダルコーポレーション】



ドアセンサー

受信機

中継機あり

ドアセンサー(無線タイプ)

商品番号 TAISコード
CA-2903 00496-000326

送信機：W4.1×D6.9×H0.9cm
マグネット：W1.2×D5×H0.7cm
受信機：W6×D2×H9.1cm
使用範囲：50m

離床・フロアー
センサー(無線タイプ)

商品番号 TAISコード
CA-2902 00496-000325

厚み：0.35cm
使用範囲：50m

送信機電池寿命/1日10回 約半年

介護保険対象外

ミリコンPro 吸入器

【メーカー】【新鋭工業】

購入品(下記項目は税別価格)

- ネブライザーキット ¥2,800
- ◎ネブライザーマスク ¥380
- ◎ポリ蛇管 ¥200

※販売時は、本体に含まれております。但し「◎印」は本体に含まれておりません。
※レンタル時は購入になります。

商品番号：CSN-30S
吐出圧力：0.26kPa
吐出流量：10L/分
消費電力：60VA
重量：3.6kg
外寸：W22.4×D21.2×H19.8cm
連続使用時間：30分以内



ミニックⅢ-S スタンダードタイプ

【メーカー】【新鋭工業】

新商品



購入品(下記項目は税別価格)

- ・吸引ボトル(1,000ml) ¥5,400
 - ・吸引チューブ ¥1,000
- ※販売時は、本体に含まれております。※レンタル時は購入になります。
※在庫状況により、ミニックS-IIになる場合があります。

商品番号：C200191821 本体寸法：W32.1×D12.2×H25.6cm
最大吸引圧力：-85kPa 質量：約3.4kg
消費電力：100VA 連続作動時間：6時間以内
吸引流量：ノーマルモード20L/分(23L/分)
サイレントモード13L/分(15L/分) ※()内はポンプ単体排気流量

ミニックⅢ-W ハイパータイプ

【メーカー】【新鋭工業】

新商品



購入品(下記項目は税別価格)

- ・吸引ボトル(1,400ml) ¥5,400
 - ・吸引チューブ ¥1,000
- ※販売時は、本体に含まれております。※レンタル時は購入になります。
※在庫状況により、ミニックW-IIになる場合があります。

商品番号：C200191811 本体寸法：W33.1×D13.6×H26.6cm
最大吸引圧力：-85kPa 質量：約4.6kg
消費電力：115VA 連続作動時間：6時間以内
吸引流量：ノーマルモード30L/分(32L/分)
サイレントモード20L/分(22L/分) ※()内はポンプ単体排気流量

セパ-Ⅲ 吸引・吸入両用器

【メーカー】【新鋭工業】

新商品



購入品
(下記項目は税別価格)

- ・吸引ボトル(1,400ml) ¥5,400
- ・吸引チューブ ¥1,000
- ・ネブライザーキット ¥2,800
- ◎ネブライザーマスク ¥380 ◎ポリ蛇管 ¥200

※販売時は、本体に含まれております。但し「◎印」は本体に含まれておりません。
※レンタル時は購入になります。
※在庫状況により、セパ-IIになる場合があります。

商品番号：C200191831 外寸：W33.1×D13.6×H26.6cm
最大吸引圧力：-85kPa 連続作動時間：吸引6時間以内/
消費電力：115VA 吸入30分以内
重量：約4.7kg
吸引流量：18L/分(20L/分) ※()内はポンプ単体排気流量
吐出圧力：0.25MPa

イルリガードルスタンド

【メーカー】
【ランダルコーポレーション】



材質：ステンレス
商品番号：CA-1005
外寸：H115~180cm
福祉用具届出コード：
00496-Z00057

個人情報保護方針

当社は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の適正な取扱いと保護に努めます。

1. 法令等の遵守

当社は、「個人情報の保護に関する法律」及びその他の関連法令等を遵守いたします。

2. 個人情報の取得について

当社は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得いたします。

3. 個人情報の第三者提供について

当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。

4. 個人情報の利用について

- ・当社は、個人情報を、取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。
- ・当社は、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。

5. 個人情報の管理について

- ・当社は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理致します。
- ・当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、不正アクセス、コンピューターウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
- ・当社は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏えいさせません。

6. 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について

当社は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求ある場合には、速やかに対応します。

7. 組織・体制

- ・当社は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施いたします。
- ・当社は、役員及び従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務における個人情報の適正な取り扱いを徹底します。
- ・本基本方針は、当社のインターネット・ホームページ、会社案内等に掲載し、いつでも閲覧可能な状態にいたします。

8. 個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善

当社は、この方針を実行するため、個人情報保護コンプライアンス・プログラム(本方針、「個人情報保護規定」及びその他の規程、規則等を含む。)を策定し、これを当社従業者その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善いたします。



TEL.076-274-2940

石川県白山市上二口町127番1 FAX.076-274-2941